

Elastische Polierer

Flexible Polishers | Pulidores Elásticos

MEISINGER Elastische Praxis-Polierer garantieren ein geruchloses, makelloses und erschütterungsfreies Arbeiten – vom anspruchsvollen Feinstschliff bis zur Hochglanzpolitur – bei geringster Wärmeentwicklung auf allen zu bearbeitenden Materialien. Ihr Einsatz garantiert das Erzielen optimaler Oberflächengüten auf natürlichen und künstlichen Zähnen, Füllungsmaterialien, Kunststoffen, Keramiken, Edelmetallen, Modellguss, Lithium Silicate, Titan, Kompositen etc. Die Instrumente bestehen aus hochwertigen Feinstschleif- und Poliermitteln in einer widerstandsfähigen, elastischen und latexfreien Bindung aus Polysiloxan und synthetischem Kautschuk, die auf einem rostfreien Schaft montiert sind.

MEISINGER Flexible Polishers for the practice guarantee odorless, precise, vibration-free working – from challenging ultra-fine grinding through to high gloss polishing – with minimal heat buildup on all materials processed. Their use guarantees optimal surface quality on natural and prosthetic teeth, filling materials, plastics, ceramics, precious metals, model castings, Lithium Silicate, titanium, composites, etc. The instruments consist of high-quality fine abrasives and polishing agents in a resilient, flexible and latex-free compound of polysiloxane and synthetic rubber mounted on stainless steel shaft.

Los pulidores elásticos de MEISINGER para la práctica garantizan un procesamiento perfecto, sin olor y sin vibraciones (desde el exigente pulido de precisión hasta el pulido de alto brillo), con una generación mínima de calor en todos los tipos de materiales a procesar. Su uso asegura una calidad perfecta de las superficies, tanto en los dientes naturales como artificiales, en los materiales de obturación, en la resina, la cerámica, los metales preciosos, los esqueléticos, Lithium Silicate, el titanio, los composites, etc. Los instrumentos están fabricados con agentes abrasivos y pulidores muy finos y de máxima calidad en una unión resistente, elástica y sin látex de polisiloxano y caucho sintético y están montados en un mango inoxidable.



UNIVERSALPOLIERER
 UNIVERSAL POLISHERS

PULIDORES UNIVERSALES 74-76

3-Stufen Systeme
 3-Step Systems
 Sistema de 3 niveles 74

3-Stufen Systeme
 3-Step Systems
 Sistema de 3 niveles 75

1-Stufen Systeme
 1-Step Systems
 Sistema de 1 nivel 76

PROPHYLAXEPOLIERER
 POLISHERS FOR PROPHYLAXIS

PULIDORES PROFILÁCTICOS 77-78

Prophy Twist Polisher 77

Prophylaxe-Prophy-Cups 77

Prophy-Stripes 77

Prophy-Clean 78

Prophys 78

POLIERBÜRSTEN
 POLISHING BRUSHES
 CEPILLOS PULIDORES

79



79

SUPER FLEXIBLE DISCS

79




79

POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN
 POLISHERS FOR PLASTIC FILLING MATERIALS

PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN 79-82

Einweg Diamant Komposit Polierer
 Single-Use Diamond Composite Polishers
 Pulidores de diamante composite de uso único 79



3-Stufen Systeme
 3-Step Systems
 Sistema de 3 niveles 80

2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 80-81

2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 81

2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 81

Hybridpolierer
 Hybrid Polisher, Diamond Impregnated
 Reusable Composite Polishers
 Pulidor híbrido 82

SCHLEIFKÖRPER FÜR KERAMIKEN
 ABRASIVES FOR CERAMICS

ABRASIVOS PARA CERÁMICAS 82-85

2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 82

4-Stufen Systeme
 4-Step Systems
 Sistema de 4 niveles 83

4-Stufen Systeme
 4-Step Systems
 Sistema de 4 niveles 84

2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 84


2-Stufen Systeme
 2-Step Systems
 Sistema de 2 niveles 85

3-Stufen Systeme
 3-Step Systems
 Sistema de 3 niveles 85

UNIVERSALPOLIERER
UNIVERSAL POLISHERS
PULIDORES UNIVERSALES

PROPHYLAXEPOLIERER
POLISHERS FOR PROPHYLAXIS
PULIDORES PROFILÁCTICOS


POLIERBÜRSTEN SUPER FLEXIBLE DISCS
POLISHING BRUSHES SUPER FLEXIBLE DISCS
CEPILLOS PULIDORES SUPER FLEXIBLE DISCS



	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	1-Stufen Systeme 1-Step Systems Sistema de 1 niveles	Prophy Twist polisher Prophy Twist polisher Prophy Twist polisher	Prophylaxe-Prophy-Cups Prophylaxe-Prophy-Cups Prophylaxe-Prophy-Cups	Prophy-Clean Prophy-Clean Prophy-Clean	Prophys Prophys Prophys	Polierbürsten Polishing Brushes Cepillos Pulidores	Super flexible dISCs Super flexible dISCs Super flexible dISCs
ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZEMENT CEMENT CEMENTO	✓		✓						
EDELMETALL-LEGIERUNGEN PRECIOUS ALLOY ALEACIONES PRECIOSOS	✓	✓	✓						
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS		✓							
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA	✓	✓	✓						
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS		✓							
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE									
HYBRIDKOMPOSIT HYBRIDCOMPOSITE COMPOSITE HÍBRIDO									
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO	✓		✓						
FELDSPATKERAMIK FELDSPAR CERAMICS CERÁMICA DE FELDESPATO									
LEUCITVERSTÄRKTE KERAMIK LEUCIT-REINFORCED CERAMICS CERÁMICA REFORZADA CON LEUCITA									
LITHIUM DISILIKAT LITHIUM SILICATE SILICATO DE LITIO									
OXID-KERAMIK OXIDE CERAMICS CERÁMICA DE ÓXIDO									
SILIKATKERAMIK SILICATE CERAMICS CERÁMICA DE SILICATO									
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE ZIRCONIO									
SEITE PAGE PÁGINA	74	75	76	77	77	78	78	79	79

POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN
POLISHERS FOR PLASTIC FILLING MATERIALS
PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN

POLIERER FÜR KERAMIKEN, CAD/CAM*
POLISHERS FOR CERAMICS, CAD/CAM*
PULIDORES PARA CERÁMICAS, CAD/CAM*



Einweg Diamant Komposit Polierer Single-Use Diamond Composite Polishers Pulidores de diamante composite de uso único	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	2-Stufen Systeme 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	2-Stufen Systeme 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	Hybridpolierer Hybrid Polisher Pulidor híbrido	2-Stufen Systeme 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	4-Stufen Systeme 4-Step Systems Sistema de 4 niveles	4-Stufen Systeme 4-Step Systems Sistema de 4 niveles	2-Stufen Systeme 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	2-Stufen Systeme 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓	✓	✓	✓	✓						
✓		✓		✓						
					✓	✓	✓			✓
					✓		✓	✓		
					✓		✓	✓		
					✓		✓		✓	
					✓		✓	✓		
					✓		✓		✓	
79	80	80-81	81	82	82	83	84	84	85	85

* Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Präparations- und Polierkompass“
For further information, take a look at our „Prep and Polishing Guide“ brochure
Encontrará más información en nuestro folleto „Guía para la preparación y el pulido“

UNIVERSALPOLIERER | UNIVERSAL POLISHERS | PULIDORES UNIVERSAL

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Universalpoliersystem für:
 Goldlegierungen
 Amalgam
 Kunststoff
 Zement

- 1. Stufe**
Vorpolitur
- 2. Stufe**
Politur
- 3. Stufe**
Hochglanzpolitur

Universal Polishing system for:
 Gold alloys
 Amalgam
 Acrylics
 Cement

- 1. Step**
Pre-polishing
- 2. Step**
Polishing
- 3. Step**
High shine polishing

Sistema universal de pulido para:
 Aleaciones de oro
 Amalgama
 Acrílico
 Cemento

- 1ª escala**
Prepulido
- 2ª escala**
Pulido
- 3ª escala**
Pulido de brillo intenso

9980V
9980P
9980H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5		
				L mm	10,0	10,0
9980V	RA	658 204 030 513		060		
9980P	RA	658 204 030 512			060	
9980H	RA	658 204 030 503				060



9981V
9981P
9981H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5		
				L mm	7,0	7,0
9981V	RA	658 204 243 513		030		
	FG	658 314 243 513		030		
9981P	RA	658 204 243 512			030	
	FG	658 314 243 512			030	
9981H	RA	658 204 243 503				030
	FG	658 314 243 503				030



9982V
9982P
9982H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5		
				L mm	3,0	3,0
9982V	RA	658 204 303 513		120		



9983V
9983P
9983H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5		
				L mm	17,0	17,0
9983V	RA	658 204 292 513		045		
9983P	RA	658 204 292 512			045	
9983H	RA	658 204 292 503				045



3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Universalpoliersystem für:

 Edelmetalle
 Nicht-Edelmetalle (NEM)
 Modellguss
 Amalgam

 1. Stufe
 Vorpulitur (grob)

 2. Stufe
 Pulitur (mittel)

 3. Stufe
 Hochglanzpulitur (fein)

Universal Polishing system for:

 Precious metals
 Non-precious metals
 Model casting
 Amalgam

 1. Step
 Pre-polishing (coarse)

 2. Step
 Polishing (medium)

 3. Step
 High shine polishing (fine)

Sistema universal de pulido para:

 Metales preciosos
 Metales no preciosos
 Esqueléticos
 Amalgama

 1ª escala
 Prepulido (grueso)

 2ª escala
 Pulido (mediano)

 3ª escala
 Pulido de brillo intenso (fino)

9502V
9502P
9502H


Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
				L mm		
9502V	RA	652 204 300 533		043		
9502P	RA	652 204 300 513			043	
9502H	RA	652 204 300 503				043


9503V
9503P
9503H


Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
				L mm		
9503V	RA	652 204 297 533		033		
	FG	652 314 297 533		033		
9503P	RA	652 204 297 513			033	
	FG	652 314 297 513			033	
9503H	RA	652 204 297 503				033
	FG	652 314 297 503				033


9504V
9504P
9504H


Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
				L mm		
9504V	RA	652 204 030 533		065		
9504P	RA	652 204 030 513			065	
9504H	RA	652 204 030 503				065


9506V


Fig.	Shank	Ref.-No.		5
				L mm
9506V	RA	652 204 292 533		050



1-Stufen Systeme | 1-Step Systems | Sistema de 1 nivel

Universalpoliersystem für:

Edelmetalle
Kunststoff
Zement
Amalgam
Zahnschmelz

Universal Polishing system for:

Precious metals
Acrylics
Cement
Amalgam
Enamel

Sistema universal de pulido para:

Metales preciosos
Acrílico
Cemento
Amalgama
Esmalte dental

9501U



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
				L mm 15,0
9501U	RA	658 204 257 523		055



9502U



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
				L mm 12,0
9502U	RA	658 204 300 523		045



9504U



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
				L mm 10,0	8,5
9504U	RA	658 204 030 523		070	090



9508U



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
				L mm 2,5
9508U	RA	658 204 310 523		110



PROPHYLAXEPOLIERER | POLISHERS FOR PROPHYLAXIS | PULIDORES PROFILÁCTICOS

Prophy Twist Polisher


PTP01


Fig.	Shank	Ref.-No.		100	100
			L mm	1,6	1,6
PTP01	RA	563 204 000 511		100	140



- Einmalinstrumente mit Kunststoffschaft
 - Flexible Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur
 - Ready to use - Vor der Anwendung ist keine Aufbereitung notwendig!
 - Speziell für die Politur von schwer zugänglichen Bereichen
 - Makellose Ergebnisse innerhalb kürzester Anwendungszeit
- Disposable instruments with plastic shank
 - Flexible polisher lamellae allow adaptation to any surface structure
 - Ready to use - no preparation is necessary prior to use!
 - Especially for polishing regions with difficult access
 - Perfect results within the shortest time
- Instrumentos de un solo uso con mango
 - Las láminas pulidoras flexibles permiten la adaptación a todas las estructuras superficiales
 - Ready to use - no es necesaria ninguna preparación antes del uso!
 - Especial para el pulido de las zonas de difícil acceso
 - Resultados perfectos en muy poco tiempo

Prophylaxe-Prophy-Cups

- Einmalinstrumente mit Kunststoffschaft
- Polieren bis in die Zahnfleischtasche
- Einfache und kosteneffiziente Anwendung
- Anwendung ohne Polierpaste

- Hart**
Vorpulitur
- Weich**
Politur
- Super weich**
Hochglanzpulitur

- Disposable instruments with plastic shank
- Polishing into gingival pockets
- Easy and cost-efficient use
- Application without polishing paste

- Hard**
Pre-polishing
- Soft**
Polishing
- Super soft**
High shine polishing

- Instrumentos de un solo uso con mango
- Sintético, pulido hasta en la bolsa periodontal
- Uso sencillo y económico
- La aplicación sin pasta para pulir

- Duro**
Prepulido
- Blando**
Pulido
- Super blando**
Pulido de brillo intenso

PHA02
PSO03
PSS04


Fig.	Shank	Ref.-No.		100	100	100
			L mm	10,0	10,0	10,0
PHA02	RA	653 204 034 514		070		
PSO03	RA	653 204 034 512			070	
PSS04	RA	653 204 034 511				070



Prophy-Strips

Die Streifen bestehen aus äußerst flexiblem Polyester-material und sind einseitig mit Aluminiumoxidpartikeln beschichtet.

The strips are made of high flexible polyester and are one-side coated with aluminium oxide particles.

Las tiras están hechas de material de poliéster altamente flexible y están recubiertas por un lado con partículas de óxido de aluminio.

- Blau / Rot**
Grob / Medium
- Gelb / Weiß**
Fein / Extra Fein

- Blue / Red**
Coarse / Medium
- Yellow / White**
Fine / Extra fine

- Azul / Rojo**
Gruoso / Mediano
- Amarillo / Blanco**
Fino / Extra fino


PST01
PST02


Fig.	Ref.-No.		50	50
		Thickness mm	0,15	0,15
		Size mm	4 x 150	4 x 150
PST01	630 000 600 513		000	
PST02	630 000 600 511			000



Prophy-Clean

Besonders feste Polierer aus Edelmetall in einer Kunststoffbindung. Entfernt Zahnstein, präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz sind ausgeschlossen

- grobe Körnung
- mittlere Körnung

- Entfernung von Zahnstein, Belägen und Verfärbungen
- Entfernung von Bracketkleberesten
- Entfernung von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung

Particularly robust polishers made of white corundum in a plastic bond. Scale Removal, precise removal of tooth discolorations, easy cleaning of areas difficult to reach, no damages to enamel

- coarse grain
- medium grain

- Removal of tartar, plaque, and discolorations
- Removal of residues of bracket bonding
- Removal of excess cement
- Subgingival root smoothing

Pulidores especialmente firmes de corindón en aglomerante de plástico. Remoción de sarro, remueve de manera exacta las descoloraciones del diente, limpieza en regiones de difícil acceso, descartada la posibilidad de lesiones en el esmalte dental


- graneado grueso
- graneado mediano

- Remoción del sarro, de placas y descoloraciones
- Remoción de residuos de pegamento para abrazaderas
- Remoción de los excesos de cemento
- Suavizamiento subgingival de la raíz

PCL06
PCL01




Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	9,0	9,0
PCL06	RA	633 204 172 537		023	
PCL01	RA	633 204 172 536			023



PCL07
PCL02



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	5,0	5,0
PCL07	RA	633 204 030 537		033	
PCL02	RA	633 204 030 536			033



PCL08
PCL03




Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	7,5	7,5
PCL08	RA	633 204 249 537		023	
PCL03	RA	633 204 249 536			023



PCL09
PCL04




Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	8,5	8,5
PCL09	RA	633 204 141 537		030	
PCL04	RA	633 204 141 536			030



PCL10
PCL05



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	6,5	6,5
PCL10	RA	633 204 243 537		030	
PCL05	RA	633 204 243 536			030



Prophys

Prophylaxepolierer, Kelch
(Anwendung mit Polierpaste)

- Weiß
Extra Fein

Polishers for prophylaxis, Cup
(With polishing paste)

- White
Extra fine

Pulidores profilácticos, Copa
(Con pasta para pulir)

- Blanco
Extra fino

9995



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	9,0
9995	RA	022 204 034 491		060



9996



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	9,0
9996	RA	022 204 036 491		060



9995C

extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	8,0
9995C	RA	022 204 034 501		065



9995M

medium



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	9,5
9995M	RA	022 204 034 524		070



9991C

extra fine



Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	7,5
9991C	RA	022 204 243 501		030



POLIERBÜRSTEN | POLISHING BRUSHES | CEPILLOS PULIDORES

115


Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	6,0
115	RA	100 204 292 000		040

Prophylaxe-Bürste, mit harten Nylon-Borsten, weiß |
 Prophylaxis brush with hard nylon bristles, white | Cepillo
 profiláctico con cerdas duras de nylon, blanco

116


Fig.	Shank	Ref.-No.		5
			L mm	5,0
116	RA	100 204 030 000		060

Prophylaxe-Bürste, mit harten Nylon-Borsten, weiß |
 Prophylaxis brush with hard nylon bristles, white | Cepillo
 profiláctico con cerdas duras de nylon, blanco

SUPER FLEXIBLE DISCS

Flexible Polierscheibchen für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen. Erhältlich als Set 10 mm und Set 14 mm mit jeweils 4 x 25 unterschiedlichen Polierscheiben und einem Träger. Außerdem sind alle Polierscheiben auch à 100 verpackt erhältlich.

Flexible polishing discs were designed for working with composites, ceramics and metals. The polishing discs are available in individual packs of 100 pieces of the same size and grit or in assortment packs. Assortment packs contain 4 x 25 pieces of each grit in either 10 mm or 14 mm diameters.

Discos pulidores flexibles para trabajar composite, cerámica y metal. Disponibles como set de 10 mm y set de 14 mm, cada uno con 4 x 25 discos pulidores diferentes y un mandril. Además, todos los discos pulidores también se venden en cajas de 100 unidades.



Fig.	Shank	Ref.-No.		SF1010	SF1020	SF1030	SF1040
			Size Ø	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
			Grain	coarse	medium	fine	super-fine
unmounted	620 900 371 531			100			
unmounted	620 900 371 521				100		
unmounted	620 900 371 511					100	
unmounted	620 900 371 501						100



SF10 / SF14 - Sets
 auf Seite | on page | en la página 135



Fig.	Shank	Ref.-No.		SF1410	SF1420	SF1430	SF1440
			Size Ø	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
			Grain	coarse	medium	fine	super-fine
unmounted	620 900 371 531			140			
unmounted	620 900 371 521				140		
unmounted	620 900 371 511					140	
unmounted	620 900 371 501						140



Fig.	Shank	Ref.-No.		2
SF1RF	RA	330 204 608 000		000

Träger für Super Flexible Discs | Mandrel for Super Flexible Discs
 Discs | Mandril para Super Flexible Discs

POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN | POLISHERS FOR PLASTIC FILLING MATERIALS | PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN

Einweg Diamant Komposit Polierer | Single-Use Diamond Composite Polishers | Pulidores de diamante composite de uso único

D9780
D9781
D9782


Erzielen Hochglanz auf Ihren Restaurierungen

Achieving the "high shine" on your restorations

Consiguen un brillo intenso en sus restauraciones

Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	7,0	6,0
D9780	RA	803 204 243 523		041		
D9781	RA	803 204 030 523			057	
D9782	RA	803 204 034 523				080



Einmalgebrauch
Single Use
Desechable USA 25

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

<p>Diamantpolierer für: Komposit</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Stufe Vorpolitur 2. Stufe Politur 3. Stufe Hochglanzpolitur 	<p>Diamond-polisher for: Composites</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Step Pre-polishing 2. Step Polishing 3. Step High shine polishing 	<p>Pulidores de diamante para: Composite</p> <ul style="list-style-type: none"> 1ª escala Prepulido 2ª escala Pulido 3ª escala Pulido de brillo intenso
---	--	--

9712G
9712M
9712F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2
			L mm	10,5	10,5	10,5
9712G	RA	803 204 243 532		040		
9712M	RA	803 204 243 523			040	
9712F	RA	803 204 243 513				040


9713M
9713F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
9713M	FG	803 314 243 523		033	
9713F	FG	803 314 243 513			033


9714G
9714M
9714F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2
			L mm	7,5	7,5	7,5
9714G	RA	803 204 030 532		060		
9714M	RA	803 204 030 523			060	
9714F	RA	803 204 030 513				060




9718G
9718M
9718F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2
			L mm	3,0	3,0	3,0
9718G	RA	803 204 303 532		100		
9718M	RA	803 204 303 523			100	
9718F	RA	803 204 303 513				100



2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

<p>Diamantpolierer: Speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Stufe Glätten 2. Stufe Hochglanzpolitur 	<p>Diamond polishing system: Especially for hard, highly-filled composites of the latest generation.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Step Smoothing 2. Step High shine polishing 	<p>Sistema de pulido de diamante: Especial para composites duros y alta carga de relleno de la última generación</p> <ul style="list-style-type: none"> 1ª escala Alisar 2ª escala Pulido de brillo intenso
--	---	--

9760M
9760F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	2,5	2,5
9760M	RA	803 204 303 526		100	
9760F	RA	803 204 303 506			100


9762M
9762F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9762M	RA	803 204 243 526		040	
9762F	RA	803 204 243 506			040



9766M 9766F



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9766M	RA	803 204 300 526		050	
9766F	RA	803 204 300 506			050



9767M 9767F





Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	6,5	6,5
9767M	FG	803 314 243 526		030	
9767F	FG	803 314 243 506			030



9768M 9768F



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
9768M	RA	803 204 030 526		060	
9768F	RA	803 204 030 506			060



2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpolierer:

Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

- 1. Stufe
Vorphitur
- 2. Stufe
Hochglanzpolitur

Diamond polishing system:

Especially for simple polishing of all composite restorations, also in regions difficult to access.

- Flexible polishing lamellae
- Specifically for occlusal surfaces
- Material-saving
- Short processing times
- Extremely high service life

- 1. Step
Pre-polishing
- 2. Step
High shine polishing

Sistema de pulido de diamante:

Especial para el pulido sencillo de todas las restauraciones de composite, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta

- 1ª escala
Prepulido
- 2ª escala
Pulido de brillo intenso

9769M 9769F



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9769M	RA	803 204 000 523		100	
9769M	RA	803 204 000 523		140	
9769F	RA	803 204 000 503			100
9769F	RA	803 204 000 503			140



2663 - Twist Polishing Kit

auf Seite | on page | en la página 130

Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden! | Note: To be used with little contact pressure! | Nota: Usar aplicando poca presión!

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Poliersystem:

Zum Polieren von Kompositen

- 1. Stufe
Vorphitur
- 2. Stufe
Politur

Polishing system:

For polishing of composites

- 1. Step
Pre-polishing
- 2. Step
Polishing

Sistema de pulido para:

Para pulir composite

- 1ª escala
Prepulido
- 2ª escala
Pulido

9526V 9526P



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	10,5	10,5
9526V	RA	658 204 300 522		047	
9526P	RA	658 204 300 512			047



9527V 9527P



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	6,0	6,0
9527V	RA	658 204 297 522		033	
9527P	RA	658 204 297 512			033



9528V 9528P



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5
			L mm	9,0	9,0
9528V	RA	658 204 030 522		065	
9528P	RA	658 204 030 512			065



Hybridpolierer | Hybrid Polisher, Diamond Impregnated Reusable Composite Polishers | Pulidor híbrido

9780
9781
9782



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	7,5	2,5
9780	RA	803 204 243 522		040		
9781	RA	803 204 030 522			060	
9782	RA	803 204 304 522				100



LUS02 - LUSTER® for Poly Ceramics

Auf Seite | on page | en la página 129



LUS66 - LUSTER® Composite Finishing Kit

Auf Seite | on page | en la página

131

SCHLEIFKÖRPER FÜR KERAMIKEN | ABRASIVES FOR CERAMICS | ABRASIVOS PARA CERÁMICAS

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamant-Porzellan-Schleifer:
zum Vorschleifen von Keramiken

Diamond-abrasives for porcelain:
for pregrinding ceramics

Abrasivos de diamante para porcelana:
para rebajar cerámicas

- 1. Stufe
Grob
- 2. Stufe
Mittel

- 1. Step
Coarse
- 2. Step
Medium

- 1ª escala
Grueso
- 2ª escala
Mediano

9734H
9734G




Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9734H	RA	805 204 173 535		040	
9734G	RA	805 204 173 525			040



4-Stufen Systeme | 4-Step Systems | Sistema de 4 niveles

(Praxis) Diamantpoliersystem für:
 Keramik

- **1. Stufe**
Vorpulitur (grob)
- **2. Stufe**
Politur (mittel)
- **3. Stufe**
Hochglanzpolitur (fein)
- **4. Stufe**
Spiegelglanzpolitur (extra fein)

(Practice) Diamond impregnated porcelain
 polishing system:
 Ceramics

- **1. Step**
Pre-polishing (coarse)
- **2. Step**
Polishing (medium)
- **3. Step**
High shine polishing (fine)
- **4. Step**
Mirror finish polishing (extra fine)

(Clínica) Sistema de pulido de diamante:
 Cerámica

- **1ª escala**
Prepulido (grueso)
- **2ª escala**
Pulido (mediano)
- **3ª escala**
Pulido de brillo intenso (fino)
- **4ª escala**
Pulido de alto brillo (extra fino)




9741G
9741M
9741F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2
				L mm		
9741G	RA	803 204 243 533	030	7,5	7,5	7,5
9741M	RA	803 204 243 524			030	
	FG	803 314 243 524			030	
9741F	RA	803 204 243 503				030
	FG	803 314 243 503				030


9742F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2
				L mm
9742F	RA	803 204 300 503	040	13,0


9743G
9743M
9743F
9743C


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2	2
				L mm			
9743G	RA	803 204 243 533	040	10,0	10,0	10,0	10,0
9743M	RA	803 204 243 524			040		
9743F	RA	803 204 243 503				040	
9743C	RA	803 204 243 930					040


9744G
9744M
9744F
9744C


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2	2
				L mm			
9744G	RA	803 204 030 533	060	7,5	7,5	7,5	7,5
9744M	RA	803 204 030 524			060		
9744F	RA	803 204 030 503				060	
9744C	RA	803 204 030 493					060


9746G
9746M
9746F
9746C


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2	2
				L mm			
9746G	RA	803 204 303 533	100	2,5	2,5	2,5	2,5
9746M	RA	803 204 303 524			100		
9746F	RA	803 204 303 503				100	
9746C	RA	803 204 304 514					100


9749G
9749M
9749F


Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2
				L mm		
9749G	RA	803 204 044 533	110	2,0	2,0	2,0
9749M	RA	803 204 044 524			110	
9749F	RA	803 204 044 503				110



4-Stufen Systeme | 4-Step Systems | Sistema de 4 niveles

(Praxis & Labor)

Diamantpoliersystem:

Speziell für die einfache Politur aller Keramik-restaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

- 1. Stufe**
Vorpolitur (grob)
- 2. Stufe**
Politur (mittel)
- 3. Stufe**
Hochglanzpolitur (fein)
- 4. Stufe**
Spiegelglanzpolitur (extra fein)

(Practico & Laboratory)

Diamond impregnated porcelain polishing system:
Especially for simple polishing of all ceramic restorations, also in regions difficult to access.

- Flexible polishing lamellae
- Specifically for occlusal surfaces
- Material-saving
- Short processing times
- Extremely high service life

- 1. Step**
Pre-polishing (coarse)
- 2. Step**
Polishing (medium)
- 3. Step**
High shine polishing (fine)
- 4. Step**
Mirror finish polishing (extra fine)

(Clínica & Laboratorio)

Sistema de pulido de diamante:

Especial para el pulido sencillo de todas las restauraciones cerámicas, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta

- 1ª escala**
Prepulido (grosso)
- 2ª escala**
Pulido (mediano)
- 3ª escala**
Pulido de brillo intenso (fino)
- 4ª escala**
Pulido de alto brillo (extra fino)

9771G
9771M
9771F
9771C



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	1,6	1,6	1,6	1,6
9771G	RA	803 204 000 534		100			
9771G	RA	803 204 000 534		140			
9771M	RA	803 204 000 524			100		
9771M	RA	803 204 000 524			140		
9771F	RA	803 204 000 514				100	
9771F	RA	803 204 000 514				140	
9771C	RA	803 204 000 504					100
9771C	RA	803 204 000 504					140



LUS06 – LUSTER® Intraoral Twist Kit
auf Seite | on page | en la página 125

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpoliersystem für:

Silikat Keramik
Leucitverstärkte Keramik
Lithium Disilikate (e.max®)

- 1. Stufe**
Glätten / Vorpolitur
- 2. Stufe**
Hochglanzpolitur

Diamond impregnated polishing system for:

Silicate ceramics
Leucit-reinforced ceramics
Lithium Silicate (e.max®)

- 1. Step**
Smoothing / Pre-polishing
- 2. Step**
High shine polishing

Sistema de pulido de diamante para:

Cerámica de silicato
Cerámica reforzada con leucita
Silicato de litio (e.max®)

- 1ª escala**
Alisar / Prepulido
- 2ª escala**
Pulido de brillo intenso

DPO02
DPO05



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	13,0	13,0
DPO02	RA	803 204 244 522		040	
DPO05	RA	803 204 244 512			040



DPO07
DPO08



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
DPO07	RA	803 204 030 592		060	
DPO08	RA	803 204 030 512			060



LUS100 - LUSTER® for Lithium Silicate
auf Seite | on page | en la página 127

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpoliersystem für:
CAD/CAM Restaurationen
Oxidkeramiken
Zirkoniumoxid

Diamond impregnated polishing system for:
CAD/CAM restorations
Oxide ceramics
Zirconium oxide

Sistema de pulido de diamante para:
Restaurationes CAD/CAM
Cerámicas de óxido
Óxido de zirconio

1. Stufe
Glätten / Vorpolitur

2. Stufe
Hochglanzpolitur

1. Step
Smoothing / Pre-polishing

2. Step
High shine polishing

1ª escala
Alisar / Prepulido

2ª escala
Pulido de brillo intenso

DCA04 DCA10



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
		L mm		13,0	13,0
DCA04	RA	803 204 244 524		040	
DCA10	RA	803 204 244 514			040



DCA13 DCA14




Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
		L mm		7,5	7,5
DCA13	RA	803 204 030 525		060	
DCA14	RA	803 204 030 514			060



DCA15 DCA16



Fig.	Shank	Ref.-No.		2	2
		L mm		2,5	2,5
DCA15	RA	803 204 303 525		100	
DCA16	RA	803 204 303 514			100



LUS91 - LUSTER® for Zirconia
auf Seite | on page | en la página 126

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Porzellanpolierer zum Abtragen, Glätten und Polieren von:
Keramik

Porcelain polishers for adjusting, smoothing, and polishing of:
Ceramics

Pulidor de porcelana para reducir, alisar y pulir:
Cerámica

1. Stufe
Abtragen

2. Stufe
Glätten

3. Stufe
Politur

1. Step
Adjusting

2. Step
Smoothing

3. Step
Polishing

1ª escala
Reducir

2ª escala
Alisar

3ª escala
Pulido

9652V 9652P 9652H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
		L mm		12,0	12,0	12,0
9652V	RA	658 204 300 525		045		
9652P	RA	658 204 300 515			045	
9652H	RA	658 204 300 505				045



9653V 9653P 9653H



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
		L mm		10,0	10,0	10,0
9653V	RA	658 204 030 525		070		
9653P	RA	658 204 030 515			070	
9653H	RA	658 204 030 505				070

