




OKTAGON[®]


CHIRURGIE KITS

SURGICAL KITS | KITS DE CHIRURGIE



www.meisinger.de

Meisinger since 1888



- Unter <https://www.dental-ratio.com> finden Sie
- allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
 - Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- On <https://www.dental-ratio.com> you will find
- general application and safety instructions for medical devices produced
 - instructions for the reprocessing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices
- Sur <https://www.dental-ratio.com> vous trouverez
- les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
 - les instructions pour le retraitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux

CHIRURGIE KASSETTE | SURGICAL KIT | CASSETTE DE CHIRURGIE


REF. 82898

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 1 | 31061 | TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur | Ø 2.2 | L 34.0 | | | | | |
| 2 | 11594 | TL/BL Fraise boule TL/BL Pilotbohrer | Ø 1.54 | L 33.0 | | | | | |
| 3 | 38120 | TL/BL Foret pilote | Ø 2.2 | L 33.0 | | | | | |
| 4 | 38121 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.2 | L 41.0 | | | | | |
| 5 | 24010 | BLT NC/RC Spirabohrer | Ø 2.2 | L 33.0 | | | | | |
| 6 | 24011 | BLT NC/RC Twist drill | Ø 2.8 | L 41.0 | | | | | |
| 7 | 38149 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.8 | L 33.0 | | | | | |
| 8 | 38148 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.8 | L 41.0 | | | | | |
| 9 | 24012 | BLT NC/RC Spirabohrer | Ø 2.8 | L 33.0 | | | | | |
| 10 | 24013 | BLT NC/RC Twist drill | Ø 3.25 | L 41.0 | | | | | |
| 11 | 38130 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.25 | L 33.0 | | | | | |
| 12 | 38131 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.25 | L 41.0 | | | | | |
| 13 | 24014 | BLT NC Spirabohrer | Ø 3.25 | L 33.0 | | | | | |
| 14 | 24015 | BLT NC Twist drill | Ø 3.5 | L 41.0 | | | | | |
| 15 | 38135 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.5 | L 33.0 | | | | | |
| 16 | 38136 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.5 | L 41.0 | | | | | |
| 17 | 24016 | BLT RC Spirabohrer | Ø 4.2 | L 33.0 | | | | | |
| 18 | 24017 | BLT RC Twist drill | Ø 4.2 | L 41.0 | | | | | |
| 19 | 38151 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 4.2 | L 33.0 | | | | | |
| 20 | 38152 | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 4.2 | L 41.0 | | | | | |
| 21 | 24021 | BLT RC Spirabohrer | Ø 4.2 | L 33.0 | | | | | |
| 22 | 24022 | BLT RC Twist drill | Ø 4.2 | L 41.0 | | | | | |
| 23 | 64566 | OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin | Ø 2.2 | L 27.0 | | | | | |
| 24 | 64567 | OKTAGON® Guide de parallélisme OKTAGON® Tiefenmeßlehre | Ø 2.228 | L 27.0 | | | | | |
| 25 | 64568 | OKTAGON® Jauge de profondeur OKTAGON® Tiefenmeßlehre | Ø 3.25 | L 27.0 | | | | | |
| 26 | 64569 | OKTAGON® Jauge de profondeur OKTAGON® Tiefenmeßlehre | Ø 3.5 | L 27.0 | | | | | |
| 27 | 64570 | OKTAGON® Jauge de profondeur OKTAGON® Tiefenmeßlehre | Ø 4.2 | L 27.0 | | | | | |
| 28 | 38137 | TL RP Profilbohrer | Ø 3.3 | L 25.0 | | | | | |
| 29 | 22136 | BL NC Profilbohrer | Ø 3.3 | L 26.0 | | | | | |
| 30 | 22137 | BL NC Fraise profilée | Ø 3.3 | L 35.0 | | | | | |
| 31 | 23016 | BLT NC Profilbohrer | Ø 3.3 | L 25.0 | | | | | |
| 32 | 23017 | BLT NC Fraise profilée | Ø 3.75 | L 33.0 | | | | | |
| 33 | 38132 | TL RP Profilbohrer | Ø 3.75 | L 25.0 | | | | | |
| 34 | 22139 | TL RP Fraise profilée | Ø 3.75 | L 26.0 | | | | | |
| 35 | 23018 | BLT NC Profilbohrer | Ø 3.75 | L 25.0 | | | | | |
| 36 | 23019 | BLT NC Fraise profilée | Ø 4.1 | L 33.0 | | | | | |
| 37 | 38147 | TL RP Profilbohrer | Ø 4.1 | L 24.0 | | | | | |
| 38 | 22111 | TL RP Fraise profilée | Ø 4.1 | L 26.0 | | | | | |
| 39 | 22113 | BL RC Profilbohrer | Ø 4.1 | L 35.0 | | | | | |
| 40 | 24019 | BLT RC Profilbohrer | Ø 4.1 | L 25.0 | | | | | |
| 41 | 24018 | BLT RC Fraise profilée | Ø 4.8 | L 33.0 | | | | | |
| 42 | 93738 | TL WP Profilbohrer | Ø 4.8 | L 25.0 | | | | | |
| 43 | 22114 | TL WP Fraise profilée | Ø 4.8 | L 26.0 | | | | | |
| 44 | 22112 | BL RC Profilbohrer | Ø 4.8 | L 35.0 | | | | | |
| 45 | 24023 | BL RC Fraise profilée | Ø 4.8 | L 25.0 | | | | | |
| 46 | 24024 | BLT RC Profilbohrer | Ø 4.8 | L 33.0 | | | | | |
| 47 | 95270 | TL RP Gewindeschneider | Ø 3.3 | L 23.0 | | | | | |
| 48 | 22138 | TL RP Tap | Ø 3.3 | L 23.0 | | | | | |
| 49 | 23020 | BL NC Gewindeschneider | Ø 3.3 | L 25.0 | | | | | |
| 50 | 38134 | BL NC Tap | Ø 3.75 | L 23.0 | | | | | |
| 51 | 95263 | TL RP Gewindeschneider | Ø 3.75 | L 23.0 | | | | | |
| 52 | 23021 | BL NC Tap | Ø 3.75 | L 25.0 | | | | | |
| 53 | 95271 | TL RP Gewindeschneider | Ø 4.1 | L 23.0 | | | | | |
| 54 | 95264 | TL RP Tap | Ø 4.1 | L 23.0 | | | | | |
| 55 | 24020 | BL RC Gewindeschneider | Ø 4.1 | L 25.0 | | | | | |
| 56 | 95272 | TL RP/WP Gewindeschneider | Ø 4.8 | L 23.0 | | | | | |
| 57 | 95269 | BL RC Gewindeschneider | Ø 4.8 | L 23.0 | | | | | |
| 58 | 24025 | BLT RC Gewindeschneider | Ø 4.8 | L 25.0 | | | | | |
| 59 | 31056 | Adapter für Winkelstück | | L 19.0 | | | | | |
| 60 | 31057 | Adapter for handpiece | | L 24.0 | | | | | |
| 61 | 31050 | Adaptateur pour contre-angle | | L 30.0 | | | | | |
| 62 | 63978 | TL/BL Bohrerverlängerung | | L 18.0 | | | | | |
| 63 | 64551 | TL/BL Drill extension | | L 24.0 | | | | | |
| 64 | 31052 | Schraubendreher einstückig | | L 24.0 | | | | | |
| 65 | 64558 | Schraubendreher für Winkelstück | | L 11.0 | | | | | |
| 66 | 17372 | Screwdriver one-piece | | L 21.0 | | | | | |
| 67 | 31055 | Tournevis pour contre-angle | | L 21.0 | | | | | |
| 68 | 64548 | Adapter für Ratsche | | L 19.0 | | | | | |
| 69 | 64549 | Adapter for ratchet | | L 25.0 | | | | | |
| 70 | 64547 | Adaptateur pour clé à cliquet | | L 28.0 | | | | | |
| 71 | 64550 | Adapter für Winkelstück und Ratsche | | L 29.0 | | | | | |
| 72 | 88048 | Schraubendreher für Winkelstück | | L 11.0 | | | | | |
| 73 | 64563 | Tournevis pour contre-angle et clé à cliquet | | L 29.0 | | | | | |

Beispiel zur Ausstattung
Example of Equipment
Exemple d'équipement

CHIRURGIE KASSETTE MINI **TL** | SURGICAL KIT MINI **TL** | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI **TL**

REF. 82893 - OHNE INHALT | NO CONTENT | SANS CONTENU



| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 31061 | TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule | Ø 2.2 | L 34.0 |
| 11594 | TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote | Ø 1.54 | L 33.0 |
| 38120 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.2 | L 33.0 |

| | | | |
|-------|---|-----------|--------|
| 38149 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.8 | L 33.0 |
| 64567 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 2,2/2,8 | L 27.0 |
| 38137 | TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée | Ø 3.3 | L 25.0 |
| 95270 | TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud | Ø 3.3 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 38130 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.25 | L 33.0 |
| 64568 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 3.25 | L 27.0 |
| 38132 | TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée | Ø 3.75 | L 25.0 |
| 38134 | TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud | Ø 3.75 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 38135 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.5 | L 33.0 |
| 64569 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 3.50 | L 27.0 |
| 38147 | TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée | Ø 4.1 | L 24.0 |
| 95271 | TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud | Ø 4.1 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 38151 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 4.2 | L 33.0 |
| 64570 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 4.2 | L 27.0 |
| 93738 | TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill TL WP Fraise profilée | Ø 4.8 | L 25.0 |
| 95272 | TL RP/WP Gewindeschneider TL RP/WP Tap TL RP/WP Taraud | Ø 4.8 | L 23.0 |


| | | | |
|-------|---|-------|------------------|
| 64566 | OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme | Ø 2.2 | L 27.0 |
| 31056 | Adapter für Winkelstück Adapter for handpiece Adaptateur pour contre-angle | | L 19.0 |
| 31050 | TL/BL Bohrererweiterung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret | | L 30.0 |
| 64558 | Adapter für Ratsche Adapter for ratchet Adaptateur pour clé à cliquet | | L 11.0 |
| 64551 | Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece Tournevis une-pièce | | L 18.0 L 24.0 |
| 89048 | Drehmomentratsche Torque ratchet Clé à cliquet à dispositif dynamométrique | | |
| 64563 | Halteschlüssel Holding key Clé de maintien | | |

Beispiel zur Ausstattung
Example of Equipment
Exemple d'équipement

OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS

CHIRURGIE KASSETTE MINI **BL** | SURGICAL KIT MINI **BL** | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI **BL**

REF. 82893 - OHNE INHALT | NO CONTENT | SANS CONTENU



| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 31061 | TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule | Ø 2.2 | L 34.0 |
| 11594 | TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote | Ø 1.54 | L 33.0 |
| 38120 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.2 | L 33.0 |

| | | | |
|-------|---|-----------|--------|
| 38149 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.8 | L 33.0 |
| 64567 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 2.2/2.8 | L 27.0 |
| 22136 | BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill BL NC Fraise profilée | Ø 3.3 | L 25.0 |
| 22138 | BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud | Ø 3.3 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 38130 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.25 | L 33.0 |
| 64568 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 3.25 | L 27.0 |
| 22139 | BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill BL NC Fraise profilée | Ø 3.75 | L 26.0 |
| 95263 | BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud | Ø 3.75 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|--------|--------|
| 38135 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.5 | L 33.0 |
| 64569 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 3.50 | L 27.0 |
| 22111 | BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill BL RC Fraise profilée | Ø 4.1 | L 26.0 |
| 95264 | BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud | Ø 4.1 | L 23.0 |


| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 38151 | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 4.2 | L 33.0 |
| 64570 | OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur | Ø 4.2 | L 27.0 |
| 22114 | BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill BL RC Fraise profilée | Ø 4.8 | L 26.0 |
| 95269 | BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud | Ø 4.8 | L 23.0 |

| | | | |
|-------|---|-------|------------------|
| 64566 | OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme | Ø 2.2 | L 27.0 |
| 31056 | Adapter für Winkelstück Adapter for handpiece Adaptateur pour contre-angle | | L 19.0 |
| 31050 | TL/BL Bohrerverlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret | | L 30.0 |
| 64558 | Adapter für Ratsche Adapter for ratchet Adaptateur pour clé à cliquet | | L 11.0 |
| 64551 | Schraubendreher einteilig Screwdriver one-piece Tournevis une-pièce | | L 18.0 L 24.0 |
| 89048 | Drehmomentratsche Torque ratchet Clé à cliquet à dispositif dynamométrique | | |
| 64563 | Halteschlüssel Holding key Clé de maintien | | |

Beispiel zur Ausstattung
Example of Equipment
Exemple d'équipement

CHIRURGIE KASSETTE MINI BLT | SURGICAL KIT MINI BLT | CASSETTE DE CHIRURGIE MINI BLT

REF. 82890 - OHNE INHALT | NO CONTENT | SANS CONTENU







| | | | | |
|----|-------|---|--------|--------|
| 1 | 31061 | TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur | Ø 2.2 | L 34.0 |
| 2 | 11594 | TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill | Ø 1.54 | L 33.0 |
| 3 | 24010 | BLT NC/RC Spiralbohrer | Ø 2.2 | L 33.0 |
| 4 | 24011 | BLT NC/RC Twist drill BLT NC/RC Foret hélicoïdal | | L 41.0 |
| 5 | 24012 | BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill | Ø 2.8 | L 33.0 |
| 6 | 24013 | BLT NC/RC Foret hélicoïdal | | L 41.0 |
| 7 | 23016 | BLT NC Profilbohrer | Ø 3.3 | L 25.0 |
| 8 | 23017 | BLT NC Profile drill | | L 33.0 |
| 9 | 23020 | BLT NC Fraise profilée BLT NC Gewindeschneider | Ø 3.3 | L 25.0 |
| 10 | 24014 | BLT NC Spiralbohrer | Ø 3.25 | L 33.0 |
| 11 | 24015 | BLT NC Twist drill BLT NC Foret hélicoïdal | | L 41.0 |
| 12 | 23018 | BLT NC Profilbohrer | Ø 3.75 | L 25.0 |
| 13 | 23019 | BLT NC Profile drill | | L 33.0 |
| 14 | 23021 | BLT NC Fraise profilée BLT NC Gewindeschneider | Ø 3.75 | L 25.0 |
| 15 | 24016 | BLT RC Spiralbohrer | Ø 3.5 | L 33.0 |
| 16 | 24017 | BLT RC Twist drill | | L 41.0 |
| 17 | 24019 | BLT RC Profilbohrer | Ø 4.1 | L 25.0 |
| 18 | 24018 | BLT RC Profile drill | | L 33.0 |
| 19 | 24020 | BLT RC Fraise profilée BLT RC Gewindeschneider | Ø 4.1 | L 25.0 |




| | | | | |
|----|-------|---|-----------|--------|
| 20 | 24021 | BLT RC Spiralbohrer | Ø 4.2 | L 33.0 |
| 21 | 24022 | BLT RC Twist drill | | L 41.0 |
| 22 | 24023 | BLT RC Foret hélicoïdal | Ø 4.8 | L 25.0 |
| 23 | 24024 | BLT RC Profile drill | | L 33.0 |
| 24 | 24025 | BLT RC Fraise profilée BLT RC Gewindeschneider | Ø 4.8 | L 25.0 |
| 25 | 64566 | BLT Ausrichtungsstift BLT Parallel pin | Ø 2.2 | L 27.0 |
| 26 | 64567 | BLT Tiefenmeßlehre BLT Depth gauge | Ø 2.2/2.8 | L 27.0 |
| 27 | 64568 | BLT Jauge de profondeur | Ø 3.25 | L 27.0 |
| 28 | 64569 | BLT Tiefenmeßlehre | Ø 3.5 | L 27.0 |
| 29 | 64570 | BLT Jauge de profondeur | Ø 4.2 | L 27.0 |
| 30 | 31050 | TL/BL Bohrererlängerung TL/BL Drill extension | | L 30.0 |
| 31 | 64551 | TL/BL Extension de foret Schraubendreher einteilig | | L 24.0 |
| 32 | 17372 | Schraubendreher einteilig Tournevis une-pièce | | L 21.0 |
| 33 | 64563 | Adapter für Ratsche Adapter for ratchet | | L 21.0 |
| 34 | 89048 | Adapter für Ratsche Adaptateur pour clé à cliquet | | L 21.0 |
| 33 | 64563 | Halteschlüssel Holding key | | L 21.0 |
| 34 | 89048 | Drehmomentratsche Torque ratchet | | L 21.0 |




OKTAGON® · ZUBEHÖR | TOOLS | OUTILS

DRILL-STOP-CONTROL SET | DRILL-STOP-CONTROL SET | SET DRILL-STOP-CONTROL

| | | | | | |
|-------|---|---|--|----------------------------|-----------|
| 38171 |  | TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET TL/BL SET DRILL-STOP-CONTROL | Inhalt: je 1 Stk. von Artikelnummer 38160-38168 und 38170 Content: 1 of each article number 38160-38168 and 38170 Contenu: 1 de chaque article numéro 38160-38168 et 38170 | | |
| | | <i>Nicht geeignet für CONICAL, BLT und Ø 3.75 mm Implantate</i> <i>Not suitable for CONICAL, BLT and Ø 3.75 mm Implants</i> <i>Ne convient pas aux implants CONICAL, BLT et Ø 3.75 mm</i> | | | |
| 38170 |  | Pilotbohrer Pilot drill Foret pilote | Ø 1.8 mm | 5 Stk. 5 pcs. 5 pcs. | L 33.5 mm |
| 38160 |  | TL/BL Spiralbohrer | Ø 2.0 mm | | L 33.5 mm |
| 38161 | | TL/BL Twist drill | Ø 2.8 mm | | |
| 38162 | | TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.5 mm | | |
| 38163 | | | Ø 4.2 mm | | |
| 38164 |  | Tiefenstop Drill sleeve Douille d'arrêt de profondeur | | | L 14.0 mm |
| 38165 | | | | | L 12.0 mm |
| 38166 | | | | | L 10.0 mm |
| 38167 | | | | | L 8.0 mm |
| 38168 | | | | | L 6.0 mm |

ERWEITERUNGEN | EXTENSIONS | CASSETTES DE CHIRURGIE

| | | | | | |
|-------|---|---|-----------|--|-----------|
| 38158 |  | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 2.2 mm | | L 33.5 mm |
| 38159 |  | TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill TL/BL Foret hélicoïdal | Ø 3.25 mm | | L 33.5 mm |
| 38172 |  | Tiefenstop Drill sleeve Douille d'arrêt de profondeur | | | L 4.0 mm |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|----------------------------|-----------|
| 38271 |  | BLT DRILL-STOP-CONTROL SET BLT DRILL-STOP-CONTROL SET BLT SET DRILL-STOP-CONTROL | Inhalt: je 1 Stk. von Artikelnummer 38164-38172, 38260-38264 Content: 1 of each article number 38164-38172, 38260-38264 Contenu: 1 de chaque article numéro 38164-38172, 38260-38264 | | |
| 38170 |  | Pilotbohrer Pilot drill Foret pilote | Ø 1.8 mm | 5 Stk. 5 pcs. 5 pcs. | L 34.0 mm |
| 38260 |  | BLT Spiralbohrer | Ø 2.2 mm | | L 37.5 mm |
| 38261 | | BLT Twist drill | Ø 2.8 mm | | |
| 38264 | | BLT Foret hélicoïdal | Ø 3.25 mm | | |
| 38262 | | | Ø 3.5 mm | | |
| 38263 | | | Ø 4.2 mm | | |
| 38164 |  | Tiefenstop Drill sleeve Douille d'arrêt de profondeur | | | L 14.0 mm |
| 38165 | | | | | L 12.0 mm |
| 38166 | | | | | L 10.0 mm |
| 38167 | | | | | L 8.0 mm |
| 38168 | | | | | L 6.0 mm |
| 38172 | | | | | L 4.0 mm |



HERSTELLER

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstrasse 10
41468 Neuss | Germany
Phone: +49 2131 2012-303
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de
Internet: www.meisinger.de

DRS International GmbH
Raiffeisenstr. 15 a
40764 Langenfeld | Germany
Internet: www.dental-ratio.com

Ask Smart!

Vielen Dank für Ihr Interesse an DENTAL RATIO®.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen
und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

*Thank you for your interest in DENTAL RATIO®.
We look forward to your questions and suggestions
and we would be happy to assist you in any way.*

Merci pour votre intérêt porté à DENTAL RATIO®.
Nous sommes à votre entière disposition pour toute
question et/ou suggestion.

